

DEZINFEKČNÍ PROGRAM

Tradice a kvalita v léčbě závislosti



Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Červený Dvůr 1

Český Krumlov 381 01

tel. 380 739 131

hlavní sestra: Ludmila Hrycová

oblast použití	přípravek	účinná látka	konc./expozice	způsob aplikace							
RUCE	MYTÍ RUKOU dle potřeby a vždy po použití toalety	tekuté mýdlo STAR	mycí emulze								
	HYGIENICKÁ DEZINFEKCE před a po vyšetřovacím úkonem	SOFTA MAN	alkohol	cca 3 ml / 30 s Vtírat do suchých rukou stanoveným postupem a po předepsanou expoziční dobu							
	OŠETŘENÍ RUKOU dle potřeby	TRIXO TRIXO LIND	kosmetická ošetřující emulze	Vtírat do pokožky rukou dle potřeby.							
UDRŽOVAT VLHKÉ RUCE OD TEKUTÉHO ALKOHOLOVÉHO DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU PO CELOU DOBU EXPOZICE !!!!											
KŮŽE	KŮŽE před vpichem a jiným úkonem narušující integritu kůže	SOFTASEPT N ALKOHOL Pads	alkohol jednorázové alk. čtverečky	konc./15 s-1 min	Pokožku důkladně smočít, nechat zaschnout. Dodržovat expoziční dobu dle dezinfikované oblasti.						
	NÁSTROJE	INSTRUMENTÁRIUM dezinfekce nástřiku alkoholotestru dekontaminace chir. instrumentárium, termolabilní materiál, nástroje ze skla, kovu, plastů, pryže, teplotoměry	STABIMED	amin	0,5% / 60 min	Po použití ponořit do pracovního roztoku po dobu expozice, opláchnout proudem vody, osušit a následně odeslat na sterilizaci do nemocnice v Českém Krumlově					
HELIPUR H+N			aldehyd	1,5% / 30 min							
digitální teplotoměry membrána fonendoskopu manžeta tonometru		MELISEPTOL rapid ubrousky / sprej	alkohol	konc. / 1 min	Důkladně otřít jednorázovým ubrouskem nebo postříkat sprejem a uložit						
		ALKOHOL Pads	jednorázové alkoholové čtverečky								
ZDRAV. PROSTŘEDKY MALÉ PLOCHY	PLOŠNÁ DEZINFEKCE provádí zdrav. personál povrchy, inventář, předměty, postele, skříňky, přístroje, ZP	OXIPER	Používat do kbelíků EASY WIPES	kyslík	0,5% / 60 min	liché měsíce	Vytrít či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout.				
		MELSEPT SF		aldehyd	0,5% / 60 min	sudé měsíce					
	aplikační pomůcka pro snadný úklid a dezinfekci	Kbelík EASY WIPES	jednorázové utěrky v aplikačním kbelíku	aktuálně použitý přípravek, koncentrace, expozice a datum plnění musí být vždy uvedeno na etiketě	Do kbelíku nalít 3l naředěného zásobního roztoku. Postupovat dle návodu uvedeného na obalu. Po spotřebování vymýt a vydezinfikovat. (stabilita roztoku 28dní)						
	RYCHLÁ DEZINFEKCE malých kontaktních ploch	MELISEPTOL rapid ubrousky / sprej	alkohol	konc. / 1 min	Těžko dostupná místa a malé plochy lze postříkat nebo otřít jednorázovým ubrouskem						
PODLAHY + OSTATNÍ	VELKÉ PLOCHY provádí úklidová firma podlahy, obklady, inventář, WC, umyvadla, sprchové kouty, vany, výlevky, odpady,	OXIPER		kyslík	0,5% / 60 min	liché měsíce	Vytrít či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout.				
		MELSEPT SF		aldehyd	0,5% / 60 min	sudé měsíce					
	dekontaminace při náhodném potřísnění biologickým materiálem	MELISEPTOL rapid sprej	alkohol	konc / 1 min	Potřísněné místo důkladně postříkat a překrýt buničinou. Po uplynutí expozice setřít. Následně vytrít a vydezinfikovat DP na povrchy						
	odpady, výlevky	CHLORAMIN T	chlor	2% / 30 min 20 g/l l vody	Nalít do odpadu a po uplynutí expozice spláchnout pomalým proudem vody 1 x denně						
Zajistit střídání dezinfekčního prostředku vždy k 1. v daném měsíci. V měsících 1.3.5.7.9.11. používat - OXIPER V měsících 2.4.6.8.10.12. používat - MELSEPT SF Vždy mezi střídáním DP zajistit odmyváni teplou vodou a vhodným přípravkem.											
účinnost přípravku :	Presept, Chloramin	A, B, T, M, MRSA	Meliseptol rapid	A, B, C, T, M, V, MRSA							
	Softa-man	A, B, T, M, V, MRSA	Stabimed	A, B, T, M, V, MRSA							
	Braunol	A, B, C, T, M, V, MRSA A, B, C	Melisept SF	A, B, T, M, V, MRSA							
	Softasept N (bezbarvý, barvený)	A, B, T, M, V, MRSA A, B, T	Oxiper	A, B, C, T, M, MRSA							
	Helipur H+N	A, B, C, T, M, V, MRSA A, B, C	Prontolerm, Prontosolan	A, B, MRSA							
LEGENDA ÚČINNOST	A - baktericidní B - virucidní T - tuberkulicidní				M - mykobaktericidní C - sporicidní V - fungicidní						
	% kbelíků	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	4,0%	5,0%	6,0%
	1	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml
	2	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml
	3	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml
	4	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml
	5	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml
	6	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml
	7	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml	280 ml	350 ml	420 ml
	8	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	320 ml	400 ml	480 ml
	9	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml	360 ml	450 ml	540 ml
	10	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml
Vypracovala: Ludmila Hrycová - hlavní sestra zařízení											
Za dodržování odpovídá: staniční sestra oddělení											
Miroslava Hovorková Olga Valvodová Kamila Pichová Velková Líbuše											
Schválil: prim. MUDr. Jiří Dvořáček - ředitel PL Červený Dvůr											
Platnost od: 1.4.2010											